

Bolsa hidrosoluble

70 x 100 cm.



Sacos solubles en agua para el transporte y lavado en hospitales de ropa infectada.



Bolsa de plástico hidrosoluble transparente, con cierre altamente soluble para facilitar la rápida apretura.

1º Mantener los sacos dentro de su envoltura hasta el momento de usarlos. No demorar su uso más de 12 meses.

2º Los sacos que no se hayan usado volverlos a colocar en su envoltorio para protegerlos de la humedad.

3º Almacenar los sacos entre 7°C y 30°C. de temperatura y una humedad relativa entre el 20% y el 70% como óptimas medidas de conservación.

El uso

Tocar el saco solamente con las manos secas. Evitar cualquier contacto con la humedad para preservar la integridad del mismo.

Poner en el fondo del saco la ropa que con toda seguridad está bien seca. Ésta será una medida de protección en el caso de que posteriormente se introdujera alguna ropa con algo de humedad.

Recordar que el saco es sensible a la humedad, no introducir ropa mojada.

El cerrado

Antes de cerrar expulsar todo el exceso de aire, evitando dirigirlo hacia la cara. Reduciendo la cantidad de aire el saco se hace más resistente al transporte.

Cada saco lleva una cinta de cierre fabricada en plástico especial de muy fácil disolución a fin de asegurar una apertura rápida en el primer momento del ciclo de lavado. No usar otros tipos de cierre. No atar el saco haciendo nudos pues se entorpecería su solubilidad.

En el transporte dentro y fuera del hospital es preferible que vaya rodeado de otros sacos de tela para evitar pinchazos o cortes en su viaje a la lavandería.

En la lavandería

El saco debe ser colocado directamente dentro del bombo o túnel de lavado. Las clasificaciones previas están contraindicadas. (se presupone que contienen ropa contaminada)

Durante el ciclo inicial del lavado, el saco se abrirá y comenzará a desintegrarse. Para la completa licuación del saco es conveniente:

- No sobrecargar la máquina.
- Procurar que el agua esté como mínimo a 60°C. esté en contacto con el saco un mínimo de 10-15 segundos antes de inyectar el detergente.

Precaución

Estos sacos están empaquetados en plástico que podría generar una ligera carga electrostática. No abrir el envoltorio exterior en el quirófano u otras áreas peligrosas

Estas instrucciones se entienden a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte.



hogar tintorero, s.l. P.I. Pla d'en Coll -c/Segre,16 -08110 Montcada i Reixac
(Barcelona) Spain Telf. 93 575 22 20 Fax 93 575 33 54:
<http://www.hogartintorero.com> - email: hogar@hogartintorero.com